

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
1 800 646 4633
+1 818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

CE0459 Rx Only



Unomedical

A ConvaTec Company



Unomedical a/s • Aaholmvej 1-3
Osted • 4320 Lejre • Denmark • www.infusion-set.com



(01)00763000458454(10)NA




M968733A23B3_1




M968733A23B3_1

2022-10-19

MiniMed™ Mio™ Advance

Infusioonikomplekt





MiniMed™ Mio™ Advance



ET Vt Ik 2

Kasutusnäidustused

Infusioonikomplekt MiniMed™ Mio™ Advance on näidustatud välise pumba abil manustatava ravimi subkutaanseks infusiooniks. Infusioonikomplekt on näidustatud ühekordseks kasutamiseks.

Kirjeldus

Infusioonikomplektil MiniMed Mio Advance on 90-kraadine pehme kanüül. See tarnitakse kasutusvalmis kujul nõela automaatse tagasitõmbamise mehhanismiga varustatud eellaetud sisestusseadmes. See tarnitakse steriilselt ja mittepürogeensena.

Sihtotstarve

Infusioonikomplekt on näidustatud insuliini subkutaanseks infusiooniks diabeediravi käigus. Katsed on näidanud, et infusioonikomplekt sobib kasutamiseks subkutaanse infusiooni jaoks mõeldud insuliiniga.

Vastunäidustused

Infusioonikomplekt on näidustatud ainult subkutaanseks kasutamiseks. Ärge kasutage infusioonikomplekti intravenoosse infusiooni jaoks. Ärge kasutage infusioonikomplekti vere ega veretoodetega.

Üldised juhised

- Infusioonikomplekti võib kanda maksimaalselt kolm päeva või vastavalt tervishoiutöötaja juhistele.
- Infusioonikomplekti esmakordsel kasutamisel viige esmane seadistus läbi tervishoiutöötaja juuresolekul.

Hoiatused

- Ärge kasutage infusioonikomplekti, kui pakend on avatud või kahjustatud. Avatud või kahjustatud pakend võib olla saastunud. See võib põhjustada infektsiooni.
- Ärge kasutage infusioonikomplekti, kui lahtühendamiskate on eemaldatud. Võtke selle asemel uus infusioonikomplekt. Üks lahtühendamiskatte funktsioon on pakkuda kaitset sisestusseadme juhuliku aktiveerimise eest, mis võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge vahetage infusioonikomplekti vahetult enne magaminekut, kui vere glükoositaset ei ole võimalik kontrollida ühe kuni kolme tunni möödudes.
- Vältige infusioonikomplekti kokkupuutumist alkoholi, desinfektsioonivahendite, parfüümide, deodorantide, kosmeetika ja muude ainete, mis sisaldavad lahusteid. Sellised ained võivad kahjustada infusioonikomplekti terviklikkust.
- Ärge kunagi suunake sisestusseadet kehaosa suunas, mis ei ole soovitud sisestuskoht.
- Infusioonikomplekti vahetamisel valige uus sisestuskoht alati rotatsiooni korras. Sama sisestuskoha liiga sageli kasutamine võib põhjustada armistumist ja insuliini ettearvamatut manustamist. Teavet sisestuskohtade vahetamise kohta vaadake pumba kasutusjuhendist.
- Kontrollige sisestuskohta läbipaistva akna kaudu sageli. Valesti sisestamine ja sisestuskoha ebaõige hooldus võivad põhjustada insuliini ebatäpset manustamist, infektsiooni või paikset ärritust. Kui pehme kanüül ei ole õigesti sisestatud, võtke uus infusioonikomplekt ja sisestage see uude kohta.

- Kontrollige, et kanüüli korpusel ja voolikul ei oleks verd. Veri võib põhjustada insuliini ebapiisavat manustamist. Selle tulemuseks võib olla vere kõrge glükoositaseme. Vere leidumise korral võtke uus infusioonikomplekt ja sisestage see uude kohta.
- Enne sisestamist täitke voolik täielikult insuliiniga. Ärge jätke voolikusse õhku. Kui see sisaldab õhku, võidakse manustada kontrollimatu kogus insuliini.
- Kui vere glükoositaseme näit on kõrge, siis veenduge, et voolikus ei esineks ummistusi ega lekkeid. Ummistused ja lekked võivad takistada insuliini manustamist ning põhjustada vere kõrget glükoositaset. Vahetage infusioonikomplekt välja ka juhul, kui ummistust või leket on alust kahtlustada, aga seda ei õnnestu leida.
- Ärge üritage voolikust õhku väljutada ega ummistust eemaldada ajal, kui see on keha külge ühendatud. Seetõttu on võimalik, et manustatakse kontrollimatu kogus insuliini. Selle tulemuseks võib olla vere kõrge või madal glükoositaseme. Enne vooliku reguleerimist ühendage see lahti.
- Ärge korduskasutage infusioonikomplekti. Infusioonikomplekti korduskasutamine võib kanüüli või nõela kahjustada ning põhjustada infektsiooni, paikset ärritust või insuliini ettearvamatut manustamist.
- Kui voolikuliitmikku satub insuliini või vedelikke, võib see ajutiselt ummistada avad, mis võimaldavad pumbal infusioonikomplekti korralikult täita. **Selle tulemuseks võib olla insuliini ala- või ülemanustamine, mis võib viia hüperglükeemia või hüpoglükeemia**

tekkeni. Sellisel juhul võtke uus reservuaar ja infusioonikomplekt ning alustage otsast peale.

- Manustamise lakkamise korral vaadake teavet pumba kasutusjuhendist.

Ettevaatusabinõud

- Ärge kasutage teist tüüpi infusioonikomplekti, ilma et küsikssite tervishoiutöötajalt nõu selle õige käsitlemise kohta. Infusioonikomplekti valimisel tuleb alati tervishoiutöötajaga nõu pidada.
- Valige sisestuskohad tervishoiutöötaja soovitude järgi. Koha valik sõltub ravi- ja patsiendispetsiifilistest teguritest, nagu kehakoostis ning füüsilise aktiivsuse tase.
- Veenduge, et sisestuskohas ei esineks nahaärritust, nagu punetus, armkude või veritus. Ärge sisestage infusioonikomplekti lihasesse ega luu kohale. Vastasel korral võite põhjustada valu või kahjustada infusioonikomplekti. Kui infusioonikomplekt on sisestatud valesti, võtke uus infusioonikomplekt ja sisestage see uude kohta.
- Vajaduse korral eemaldage sisestuskoha ümbrusest kehakarvad, et kleepriba kinnituks korralikult naha külge.
- Ärge kasutage sisestuskohta, mis asub vöö või värvli all või kus riided või aksessuaarid võivad ette jääda. Kui infusioonikomplekt sisestatakse mõnda sellisesse kohta, võib see lahti tulla ja insuliini manustamine võib lakata, mis võib viia hüperglükeemia tekkeni.
- Ärge paigutage infusioonikomplekti kehal ümber, kui kleepriba on juba nahale kinnitatud. Infusioonikomplekti ümberpaigutamine võib kleepriba kahjustada. Kui kleepriba saab kahjustada, vahetage infusioonikomplekt välja.

- 1–3 tunni jooksul pärast uue infusioonikomplekti sisestamist kontrollige alati vere glükoositaset. See kinnitab insuliini manustamise täpsust. Kui insuliini manustamine ei ole täpne, võib tulemuseks olla vere kõrge või madal glükoositase.
- Kontrollige vere glükoositaset mitu korda päevas või vastavalt tervishoiutöötaja soovitudele.
- Küsige tervishoiutöötajalt, kuidas toimida insuliiniannuse vahelejätmise korral ja kui kaua tohib pump olla lahti ühendatud.

Hoiustamine ja kõrvaldamine

- Hoidke infusioonikomplekte jahedas kuivas kohas toatemperatuuril. Ärge hoidke infusioonikomplekte otsese päikesevalguse käes ega niiskes kohas.
- Hoiustage ja käideldge insuliini tootja juhiste kohaselt.
- Visake sisestusseade nõuetekohasesse teravate esemete mahutisse, järgides kohalikke seadusi.
- Kõrvaldage kasutatud infusioonikomplekt bioloogiliselt ohtlike jäätmete kohalike käitluseeskirjade kohaselt.

Tõsine intsident

- Kui seadme kasutamise käigus või tulemusel esineb mõni tõsine intsident, teavitage sellest tootjat ja riiklikku pädevat asutust.

Garantii


Teavet toote garantiitingimuste kohta saate ettevõtte Medtronic kohalikult esindajalt või järgmiselt veebilehelt: www.medtronicdiabetes.com/warranty

Lisateave tervishoiutöötajale

- Võtke sisestuskoha valikul arvesse ravi- ja patsiendispetsiifilisi tegureid.
- Pehme kanüüli pikkus peaks sõltuma ravi- ja füsioloogia ning aktiivsustase. Kui pehme kanüül on liiga pikk, võib sisestus olla valus või seade võidakse sisestada luusse või lihasesse. Kui pehme kanüül on liiga lühike, võib sisestuskohas esineda leket või ärritust. Mõlemal juhul tuleb infusioon peatada ja uude sisestuskohta tuleb sisestada teise pikkusega uus pehme kanüül.
- Teavitage patsienti, et sisestuskoha valik sõltub kanüüli pikkusest.

©2019 Medtronic MiniMed, Inc. Kõik õigused on kaitstud. MiniMed ja Mio on ettevõtte Medtronic MiniMed, Inc. kaubamärgid.

Komponendid



A. Pealne nupp	H. Paberkate
B. Lahtiühendamiskate	I. Kleepriba
C. Sisestusseade	J. MiniMed või Luer-lukuga voolikuühendus
D. Reljeefsed nooled, mis näitavad vooliku suunda	K. Voolik
E. Läbipaistev aken	L. Sisestuskoha liitmik
F. Kanüüli korpus	M. Sisestuskoha liitmiku valge kork
G. Pehme kanüül	

Kasutusjuhend

- Enne infusioonikomplekti MiniMed Mio Advance kasutamist lugege kõik juhised tähelepanelikult läbi.
- Enne kui infusioonikomplekti ühendate, vaadake pumba kasutusjuhendist olulist teavet pumbaga edastatava ravi kohta. See teave hõlmab ühendamis- ja täitmisprotseduure, võimalikke tõrkeid ning pumbaga edastava raviga kaasneva võimalike riske.

- Pidage kinni hügieeninõuetest. Infusioonikomplekti esmakordsel kasutamisel viige esmane seadistus läbi tervishoiutöötaja juuresolekul.

Sisestamine

Allolevates punktides viidatud jooniste vaatamiseks voltige lahti selle brošüüri esikaas.

1. Peske käed seebi ja veega puhtaks.
2. Valige üks soovitud sisestuskohtadest (tähistatud halliga) vastavalt tervishoiutöötaja juhistele.
3. Puhastage sisestuskohta desinfektsioonivahendiga, järgides tervishoiutöötaja juhiseid. Laske sel enne infusioonikomplekti sisestamist õhu käes kuivada. Vajaduse korral eemaldage sisestuskoha ümbrusest kehakarvad, et kleepriba kinnituks korralikult naha külge.
4. Avage pakend ja eemaldage voolikult paber.
5. Asetage voolikuliitmik uue mahuti ülemisele osale. Kui kasutate MiniMed voolikuliitmikku, keerake voolikuliitmikku päripäeva, kuni see kohale lukustub. Kui kasutate Luer-lukuga voolikuliitmikku, keerake voolikuliitmikku seni, kuni see on tihedalt kinnitatud.

MiniMed voolikuliitmiku puhul veenduge, et voolikuliitmikus ega reservuaari peal ei oleks vedelikku. Vedelik võib ummistada avad ja põhjustada ebatäpset insuliinivoolu. Selle tulemuseks võib olla vere kõrge või madal glükoositaseme. Kui avades on vedelikku, võtke uus infusioonikomplekt ja uus mahuti.

6. Eemaldage sisestuskoha liitmikult valge kork, a) pigistades sisestuskoha liitmiku külgi ja seejärel b) tõmmates valge korgi pealt ära. Hoidke valge kork edaspidiseks kasutamiseks alles.
7. Asetage mahuti pumba ning täitke voolik seejärel täielikult insuliiniga, järgides pumba kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ärge jätke voolikusse õhku. Voolik on täielikult täidetud, kui sisestuskoha liitmikust võib näha väljumast insuliiniliikastid.
8. Eemaldage kleepribalt paberkate. Hoiduge kleepriba puudutamisest.
9. Eemaldage lahtiühendamiskate sisestusseadme küljest, a) pigistades õrnalt lahtiühendamiskatte külgi ja b) tõmmates selle siis sisestusseadme küljest ära. Hoidke lahtiühendamiskate edaspidiseks kasutamiseks alles. Reljeefsed nooled näitavad vooliku suunda.
- 10a. Tõmmake nahk pingule, kuni see on sile. Seejärel vajutage sisestusseade naha vastu.
- 10b. Infusioonikomplekti sisestamiseks vajutage pealne nupp täielikult alla.
11. Eemaldage sisestusseade õrnalt ja ettevaatlikult.
12. Masseerige kleepriba ühe sõrmega õrnalt naha külge. Kui kleepriba ei jää naha külge kinni, vahetage infusioonikomplekt välja.
13. Hoidke kanüüli korpus ühe sõrmega õrnalt paigal. Seejärel lükake sisestuskoha liitmik otse kanüüli korpuse sisse, kuni see klõpsatusega kinnitub.

14. Täitke pehme kanüüli insuliiniga:

6 mm: 0,6 ühikut (0,006 ml)

9 mm: 0,6 ühikut (0,006 ml)

Visake sisestusseade sobivasse teravate esemete mahutisse, järgides kohalikke seadusi.

Hoidke lahtiühendamiskate ja valge kork alles, et kasutada neid infusioonikomplekti lahtiühendamisel.

Lahtiühendamine

1. Peske käed seebi ja veega puhtaks.
2. Hoidke kanüüli korpust ühe sõrmega õrnalt paigal. Seejärel a) pigistage sisestuskoha liitmiku külgi ja b) tõmmake sisestuskoha liitmik kanüüli korpusest välja.
3. Katke sisestuskoha liitmik valge korgiga.
4. Asetage lahtiühendamiskate kanüüli korpusele. Seejärel lükake kate kanüüli korpuse sisse, kuni see klõpsatusega kinnitub.

Uuesti ühendamine


1. Peske käed seebi ja veega puhtaks.
2. Hoidke kanüüli korpust ühe sõrmega õrnalt paigal. Seejärel a) pigistage lahtiühendamiskatte külgi ja b) tõmmake lahtiühendamiskate kanüüli korpusest välja.
3. Eemaldage sisestuskoha liitmikult valge kork, a) pigistades sisestuskoha liitmiku külgi ja seejärel b) tõmmates valge korgi pealt ära. Veenduge, et voolikus ei oleks õhku.
Kui voolikus on õhumulle: täitke voolik insuliiniga, järgides pumba kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ärge jätke voolikusse õhku.

4. Hoidke kanüüli korpust ühe sõrmega õrnalt paigal. Seejärel lükake sisestuskoha liitmik kanüüli korpuse sisse, kuni see klõpsatusega kinnitub.


Eemaldamine

1. Peske käed seebi ja veega puhtaks.
2. Hoidke kanüüli korpust ühe sõrmega õrnalt paigal. Seejärel a) pigistage sisestuskoha liitmiku külgi ja b) tõmmake sisestuskoha liitmik kanüüli korpusest välja.
3. Ühendage voolik pumba küljest lahti ja eemaldage voolikuliitmik mahuti küljest, pöörates liitmikku vastupäeva. Vooliku pumba küljest lahtiühendamise täpsemate juhiste jaoks vt pumba kasutusjuhendit.
4. Kergitage ettevaatlikult kleepriba kanüüli korpuse ümbert. Seejärel tõmmake pehme kanüüli nahast välja.




 Kõlblik kuni



 Ei tohi korduskasutada

STERILE EO

 Steriliseeritud etüleenoksiidiga



 Mittepürogeenne

LOT

 Partii kood

REF

ET Kataloogi number



ET Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud



ET Vahetage välja pärast X päeva
möödumist




ET Vt kasutusjuhendit

C E0459

 Conformité Européenne (Euroopa vastavusmärgis). See sümbol tähendab, et seade vastab täielikult kohaldatavatele Euroopa Liidu seadustele.




 Avage siit



 Ühekordse steriilse barjääri süsteem

R_x *Only*

 Ameerika Ühendriikides müügil ettekirjutuse alusel



ET Tootja



ET Ettevaatust!



ET Meditsiiniseade



ET Globaalne kaubaartikli number



ET Levitaja



ET Hoida päikesevalguse eest



ET Tootmiskuupäev



ET Hoida kuivana

Kontaktid:**Africa:**

Medtronic South Africa and Southern Africa

Office Reception Tel:
+27(0) 11 260 9300

Diabetes: 24/7 Helpline:
0800 633 7867

Sub-Sahara 24/7 Helpline:
+27(0) 11 260 9490

Albania:

Net Electronics Albania
Tel: +355 697070121

Argentina:

Corpomedica S.A.
Tel: +(11) 4 814 1333
Medtronic Directo 24/7:
+0800 333 0752

Armenia:

Exiol LLC
Tel: +374 98 92 00 11
or +374 94 38 38 52

Australia:

Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Tel: 1800 668 670

Bangladesh:

Sonargaon Healthcare Pvt Ltd.
Mobile: (+91)-9903995417
or (+880)-1714217131

Belarus:

Zarga Medica
Tel: +375 29 625 07 77
or: +375 44 733 30 99
Helpline: +74995830400

België/Belgique:

N.V. Medtronic Belgium S.A.
Tel: 0800-90805

Bosnia and Herzegovina:

"Novopharm" d.o.o. Sarajevo
Tel: +387 33 476 444
Helpline: 0800 222 33

Epsilon Research Intern. d.o.o.
Tel: +387 51 251 037
Helpline: 0800 222 33

Brasil:

Medtronic Comercial Ltda.
Tel: +(11) 2182-9200
Medtronic Directo 24/7:
+0800 773 9200

Bulgaria:

RSR EOOD
Tel: +359 888993083
Helpline: +359 884504344

Canada:

Medtronic Canada ULC
Tel: 1-800-284-4416 (toll free/sans frais)

Chile:

Medtronic Chile
Tel: +(9) 66 29 7126
Medtronic Directo 24/7:
+1 230 020 9750
Medtronic Directo 24/7 (From Santiago): +(2) 595 2942

China:

Medtronic (Shanghai) Management Co., Ltd.
Landline: +86 800-820-1981
Mobile Phone: +86 400-820-1981
Calling from outside China:
+86 400-820-1981

Colombia:

Medtronic Latin America Inc.
Sucursal Colombia
Tel: +(1) 742 7300
Medtronic Directo 24/7 (Landline):
+01 800 710 2170
Medtronic Directo 24/7
(Cellular): +1 381 4902

Croatia:

Mediligo d.o.o.
Tel: +385 1 6454 295
Helpline: +385 1 4881144
Medtronic Adriatic d.o.o.
Helpline: +385 1 4881120

Česká republika:

Medtronic Czechia s.r.o.
Tel: +420 233 059 111
Non-Stop Helpline (24/7):
+420 233 059 059
Zákaznický servis (8:00 - 17:00):
+420 233 059 950

Danmark:

Medtronic Danmark A/S
Tel: +45 32 48 18 00

Deutschland:

Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Telefon: +49 2159 8149-370
24-Stdn-Hotline: 0800 6464633

Eire:

Accu-Science Ltd.
Tel: +353 45 433000

España:

Medtronic Ibérica S.A.
Tel: +34 91 625 05 42
24 horas: +34 900 120 330

Estonia:

AB Medical Group Estonia Ltd
Tel: +372 6552310
Helpline: +372 5140694

Europe:

Medtronic Europe S.A.
Europe,
Middle East and Africa HQ
Tel: +41 (0) 21-802-7000

France:

Medtronic France S.A.S.
Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00

Hellas:

Medtronic Hellas S.A.
Tel: +30 210677-9099

Hong Kong:

Medtronic International Ltd.
Tel: +852 2919-1300
To order supplies: +852 2919-1322
24-hour helpline: +852 2919-6441

India:

India Medtronic Pvt. Ltd.
Tel: (+91)-80-22112245 / 32972359
Mobile: (+91)-9611633007
Patient Care Helpline: 1800 209 6777

Indonesia:

Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Israel:

Medtronic
Tel (orders): +9729972440, option 3
+ option 1
Tel (product support): +9729972440,
option 2
Helpline: (17:00 – 08:00 daily/weekends
– Israel time): 1-800-611-888

Italia:

Medtronic Italia S.p.A.
Tel: +39 02 24137 261
Servizio assistenza tecnica:
N° verde: 800 60 11 22

Japan:

Medtronic Japan Co. Ltd.
Tel: +81-3-6776-0019
24 Hr. Support Line: 0120-56-32-56

Kazakhstan:

Medtronic BV in Kazakhstan
Tel: +7 727 311 05 80 (Almaty)
+7 717 224 48 11 (Astana)
Круглосуточная линия поддержки:
8 800 080 5001

Kosovo:

Yess Pharma
Tel: +377 44 999 900
Helpline: +37745888388

Latin America:

Medtronic, Inc.
Tel: 1(305) 500-9328

Latvija:

RAL SIA
Tel: +371 67316372
Helpline (9am to 6pm): +371 29611419

Lithuania:

Monamedia UAB
Tel: +370 68405322
Helpline: +370 68494254

Macedonia:

Alkaloid Kons Dooel
Tel: +389 23204438

Magyarország:

Medtronic Hungária Kft.
Tel: +36 1 889 0688

Malaysia:

Medtronic International Ltd.
Tel: +603 7946 9000

México:

Medtronic Servicios S. de R. L. de C.V.
Tel (México DF): +(11) 029 058
Tel (Interior): +01 800 000 7867
Medtronic Directo 24/7 (from México
DF): +(55) 36 869 787
Medtronic Directo 24/7:
+01 800 681 1845

Middle East and North**Africa:**

Regional Office
Tel: +961-1-370 670

Montenegro:

Glosarij d.o.o.
Tel: +382 20642495

Nederland, Luxembourg:

Medtronic B.V.
Tel: +31 (0) 45-566-8291
Gratis: 0800-3422338

New Zealand:

Medica Pacifica
Phone: 64 9 414 0318
Free Phone: 0800 106 100

Norge:

Medtronic Norge A/S
Tel: +47 67 10 32 00

Philippines:

Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Россия:

ООО «Медтроник»
Tel: +7 495 580 73 77
Круглосуточная линия поддержки:
8 800 200 76 36

Polska:

Medtronic Poland Sp. z o.o.
Tel: +48 22 465 6934

Portugal:

Medtronic Portugal Lda
Tel: +351 21 7245100

Puerto Rico:

Medtronic Puerto Rico
Tel: 787-753-5270

Republic of Korea:

Medtronic Korea, Co., Ltd.
Tel: +82.2.3404.3600

Romania:

Medtronic Romania S.R.L.
Tel: +40372188017
Helpline: +40 726677171

Schweiz:

Medtronic (Schweiz) AG
Tel: + 41 (0) 31 868 0160
24-Stunden-Hotline: 0800 633333

Serbia:

Epsilon Research International d.o.o.
Tel: +381 113115554

Medtronic Serbia D.o.o.
Helpline: +381 112095900

Singapore:

Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Slovenija:

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Tel.: +386 1 542 51 11
24-urna tehnična pomoč:
+386 51316560

Slovenská republika:

Medtronic Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 26820 6942
HelpLine: +421 26820 6986

Sri Lanka:

Swiss Biogenics Ltd.
Mobile: (+91)-9003077499
or (+94)-777256760

Suomi:

Medtronic Finland Oy
Tel: +358 20 7281 200
Help line: +358 400 100 313

Sverige:

Medtronic AB
Tel: +46 8 568 585 20

Taiwan:

Medtronic (Taiwan) Ltd.
Tel: 02-21836000
Toll Free: +886-800-005285

Thailand:

Medtronic (Thailand) Ltd.
Tel: +662 232 7400

Türkiye:

Medtronic Medikal Teknoloji
Ticaret Ltd. Sirketi.
Tel: +90 216 4694330

Ukraine:

Med Ek Service TOV

Tel: +380 50 3311898

or: +380 50 4344346

Лінія цілодобової підтримки:

0 800 508 300

USA:

Medtronic Diabetes Global

Headquarters

24-Hour Technical Support:

+1-800-646-4633

To order supplies: +1-800-843-6687

United Kingdom:

Medtronic Ltd.

Tel: +44 1923-205167

Österreich:

Medtronic Österreich GmbH

Tel: +43 (0) 1 240 44-0

24 – Stunden – Hotline: 0820 820 190