

MINIMEDI

MOBIILIRAKENDUSE UUS VERSION



Lugupeetud Medtronicu kogukonna liige,

Tahtsime teile teada anda MiniMed™ Mobile'i rakenduse olulisest värskendusest. Järgmise paari kuu jooksul ei toeta rakendus enam järgmisi operatsioonisüsteeme:

- **iOS™ 15 või vanem (15, 14, 13, 12 jne)**
- **Android™ 12 või vanem (12, 11, 10 jne)**

Miks see juhtub?

Mobiilseid operatsioonisüsteeme uuendatakse regulaarselt ja uuemate versioonide väljalaskmisel ei pruugi nende tootjad enam vanemaid versioone toetada. See võib põhjustada rakenduse ebastabiilsust ja põhjustada rakenduse ootamatut käitumist.

Mida see teie jaoks tähendab?

Kui soovite kasutada seda või MiniMed™ Mobile'i rakenduse tulevasi versioone, peate värskendama oma telefoni operatsioonisüsteemi **iOS™ 16-le (või uuemale)** või **Android™ 13-le (või uuemale)**



iOS-i™ versiooni värskendamiseks tehke järgmist.

1. Avage seadme **rakendus Seaded**
2. Puudutage valikuid **Üldine** ja seejärel **Tarkvaravärskendus**
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid



Androidi™ versiooni värskendamiseks tehke järgmist.

1. Avage seadme rakendus **Seaded**.
2. Puudutage valikuid **Süsteem** ja seejärel **Tarkvaravärskendus**

3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid

Kui teie telefoni ei saa värskendada iOS™ 16-le (või uuemale) või Android™ 13-le (või uuemale), **tuleb Teil ümber minna seadmele, mis toetab uusimaid operatsioonisüsteeme.**

Kas vajate abi?

Oleme teie jaoks olemas! Kasutage meie Medtronicu rakenduse ühilduvuse kontrollimise tööriista <https://www.medtronic-diabetes.com/en-gb/check-compatibility-app> et näha, kas teie telefon ühildub Medtronic äppidega

Kui vajate täiendavat abi, helistage kohalikule Medtronicu abitelefonile numbril +372 655 2310

Alati teie kõrval,
Teie Medtronicu diabeedimeeskond

See on automaatne sõnum; Palun ärge vastake sellele sõnumile.

©2025. aasta Medtronic. Kõik õigused kaitstud. Medtronic, Medtronicu logo ja Engineering the extraordinary on Medtronicu kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid on Medtronicu ettevõtte kaubamärgid. Teie privaatsus ja usaldus on meie jaoks olulised, teabe saamiseks selle kohta, kuidas me teilt kogutud andmeid kasutame ja kaitseme, lugege kehtivat privaatsusavaldust aadressil <https://info.medtronicdiabetes.com/privacy>

This email was sent by: Medtronic Trading International SARL Route du
Molliau 31 Tolochenaz, VD 1131.

[Privacy Statement](#)