

Lugupeetud Medtronicu kogukonna liige,

CareLink™ Personal on plaanitud tarkvarauuenduse ajal võrguühendusest:



20. jaanuar 2026
18:00 – 18:45 Kesk-Euroopa aja järgi

Võite saada ka push-teavituse, mis teavitab teid, millal oleme võrguühendusest, otse teie MiniMed™ Mobile või CareLink Connect rakendusesse. Ei ole kindel, kas push-teavitused on sisse lülitatud? Vaata oma mobiilirakenduse seadeid.

Mis muutub?

Teeme uuendusi, et parandada teie CareLink™ Personal kogemust.

- CareLinki aruanded genereeritakse nüüd 'taustal' ja on automaatselt saadaval allalaadimiste kaustas, kui need on valmis.
- Uuendame "Andmete jagamise" funktsionaalsust, et oleks lihtsam mõista, kui sa ei jaga andmeid oma tervishoiutöötaja või hoolduspartneriga.
- Traditsiooniline hiina keel lisatakse toetatud keelena (kui valitakse, jäävad kõik koostatud aruanded inglise keelde)
- Väikesed CareLinki™ raporti uuendused

Profiili ajakohase

tagamine Selleks, et tagada CareLink™ Personal konto andmete täpsus, võidakse olla vajalik uuendama osa oma profiili infot järgmisel sisselogimisel või MiniMed™ mobiilirakenduse kaudu profiilile pääsemisel. See hõlmab sinu sünnikuupäeva (kuu / aasta) ning kõiki kinnitamata e-kirju või kehtetuid telefoninumbreid, mis on sinu profiilis.

Mida võite oodata selle planeeritud hoolduse ajal?

Selle uuenduse ajal saate jätkata oma Medtronic seadmete ja nendega seotud mobiilirakenduste kasutamist, kuid samal ajal kui CareLink™ Personal on võrguühendusest:

- CareLink Personal (carelink.minimed.eu) veebileht ei ole saadaval
- Andmeid ega teavitusi ei saadeta hoolduspartneritele
- Andmeid ei sünkroniseerita seotud tervishoiuteenuse pakkujate kliinikutega
- Mobiilirakendustes võivad ilmuda hüpikaknad "Serveri ühenduse viga" ja "Üleslaadimine ebaõnnestus"
- Kui kasutate InPeni™ rakendust koos seotud Medtronicu sensoriga, siis sa ei näe oma glükoosinäidu InPeni™ rakenduses.
- Andmevoog ja teavitused taastuvad automaatselt, kui CareLink™ Personal on taas võrgus.

Pärast uuenduse lõpetamist kontrollige palun oma mobiilirakendust(e), et saada ühendust CareLink™ Personaliga. Kui ühenduvus on katkenud, pead oma mobiilirakendusest (rakendustest) CareLink™ Personali uuesti sisse logima.

Juhised CareLink™ Personali mobiilirakendusest sisselogimiseks:

MiniMed™ Mobiilirakendus



CareLink™ Connect rakendus



Guardian™ rakendus



1. Avalehelt puuduta ekraani vasakus ülanurgas 'menüü' ikooni (kolm rida).
2. Vajuta 'Sync to CareLink'
3. Vajuta 'Muuda CareLinki sisselogimist', et sisestada oma mandaadid uuesti.

Simplera™ rakendus



1. Koduekraanilt vajuta seadeid (hammasratta ikoon)
2. Vali menüüvalik 'CareLink'
3. Logi sisse CareLinki™ isiklikku kontole

InPen™diabeedi juhtimise rakendus



1. Vajuta 'Ühendused'
2. Vali 'Medtronic'
3. Vali 'Ühenda kohe'
4. Loe nõusoleku ja vali 'Jätka'
5. Logi sisse CareLink™ Personal

Kui oled unustanud oma kasutajanime või parooli, järgi palun ekraanil olevaid juhiseid, et lähtestada.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ning täname kannatlikkuse eest, kuni uuendame teie CareLinki™ kogemust.

Alati su kõrval,
Teie Medtronic diabeedi meeskond

